

## 長年の実績とノウハウを積み重ねてきたPACSPLUSソリューション 機能ごとにモジュラー化されたプログラム構成による柔軟なシステム構築

### PACSPLUS VIEWER (PPW) 規模別構成とHESELソリューション





#### 発売元

### HESEL

株式会社 HESEL 〒104-0042 東京都中央区入船 1-6-12 IRIFUNE PLACE 2F TEL 03-3553-1201 / FAX 03-3555-5122 e-mail sales@hesel.jp HP https://hesel.jp/

■「PACSPLUS」は株式会社HESELの登録商標です。

このカタログの内容は改良のため予告なく仕様・デザインを変更することがありますので予めご了承下さい。 2023年11月制作

## **Medical Imaging Workstation**



# PACSPLUS VIEWER Ver5.2

ドクターのために開発された読影支援ネットワーク型医療用画像処理・配信ワークステーション 多機能・互換性に優れながらさらにプライスパフォーマンスを追及するソフトウェア



## 便利な機能、フレキシブルな操作でデジタル画像がさらに身近に

電子カルテ連動モジュールの搭載でバーコードリーダやICカード等を利用しカルテ側の患者画像をPPW上に自動表示 CT、DR、US、DSA、CR、MRなど各モダリティからの医療画像を高画質のまま高速処理


#### PPW 基本機能

- ●Window Width / Level 調整
- ●Window Width / Level プリセット
- ●拡大・縮小・パン機能
- ●シネ表示
- ●各種計測機能(長さ、角度、心胸比)
- ●画像左右回転/左右上下反転
- ●過去検査リストの表示
- ●画面上で診断所見入力
- ●院内情報システム(HIS/RIS)との連動



スカウトライン表示





脊柱側湾症(コブ角)

胸部CTビュー

#### インポート / エクスポート機能

- ●汎用ファイルのインポート
- JPEGファイルやTIFFファイルなどの汎用画像ファイルを取り込み、他のDICOM ファイルと一緒に照会、管理することができます。
- ●様々なフォーマットでのエクスポート
- DICOM送信やDICOMプリントはもちろん電子メール送信や汎用プリンターへの 印刷、JPEG ファイルや BMP といった汎用画像形式に変換することができます。

### 過去検査と現在検査の比較

●過去および、今回の検査画像を並べ、連動させることで効率の良い比較読影が 可能になります。





#### 画像表示機能 / 搭載新機能

画像表示機能 / 搭載新機能

照会したい画像をサムネイル上表示

スカウト画像を表示して、選択した画像の断面位置を表示

●サムネイル表示機能

●スカウトライン表示

検査比較機能

○多彩な画像表示レイアウト

任意のシリーズレイアウトが可能

○脊柱側湾症(コブ角) 計測機能 RT

○脊柱側湾症 (コブ角) 計測機能 LT

- ●QC自動化LUT (Look Up Table)機能を利用し、複数画像のウィンドウレベルを自動 で均一化させます。
- ●ピッキング機能を利用し、特定階調値の抽出が可能です。
- ●類似カラー表示機能を利用し、抽出階調の調整、カラー階調の変更が可能です。

#### 他計製品との連動

●詳細なパラメータ設定が可能で、他社製品と連動し易い仕組みになっています。

#### カンファレンスフォルダ

●個人別・用途別にフォルダを作成し、フォルダを共有することで研究・教育に

#### DICOM支援

- ●DICOM Storage SCU, SCP
- ●DICOM Query / Retrieve SCU (SCPはPPSで支援)
- ●DICOM Print SCU
- ●DICOM DIR

#### HeSeL MD (オプション)

○血管造影·CT·MR·PET-CT·超音波動画等の大容量の検査データをCD/DVD /USBコピーまたはスマートフォンに転送。DICOM importer機能搭載で他病院の CD/DVD画像をPACS Serverに転送。

#### 「読影VIEWERとして利用の場合

○DICOMデータの送受信のGateway S/WとしてMDを利用し、TMS(HESEL Tele Management System) ヘデータ転送。

#### HeSeLMDの特長

- ●CD/DVDの書き込み時間を、HeSeL MDI搭載のDICOM USB burner (publisher)機能 を利用することで、業務の効率化が図れます。
- ●SIMPLE Viewerも一緒に書き込まれるため、DICOM Viewerが入っていないパソ コンでも閲覧できます。
- ●他院から持ち込まれたCD/DVD画像をPACS Serverに転送する機能が基本搭載 されています。その際、当該病院の患者IDに変更可能です。

### PACSPLUS Viewer Ver5.2 搭載新機能/改良機能

#### 電子カルテ連動プログラム PPINT (PACSPLUS Integration)

○PPINT (PACSPLUS Integration) プログラムの搭載で電子カルテから送られた 特定患者様の画像をPPW上に自動で表示することができます





検査画像の呼出方法、共有フォルダの 経路、照会間隔、呼出検査対象を設定

○手動角度調整

長尺機能

○長方形(円形)ROI画像処理

レポートや資料制作に便利

●検査画像を縦並びに連結する長尺機能

連結時の余白自動トリミングは、オプションです。

手動角度調整 / 長方形 (円形) ROI 画像処理

●円ウィンドウの針を左右方向に回して、角度を調整と保存 ※サーバーと連動させた場合、クライアント側では、保存できません。

●部分的なW/Lの変更、拡大、シャープネス化の画像処理機能

編集メニュー(スライド制作、文書編集機能)

※サーバーと連動させた場合、本機能はクライアント側ではご利用になれません

●画像全体または一部を「クリップボードにコピー」機能を使用し、Word、または

Powerpoint などを開いて、【Ctrl+V】で貼り付けることができます。

クリップボードにコド

注目領域削除

注目領域詳細



電子カルテとの接続プログラム PPINT の無償提供案内画面


#### データバックアップ機能

○誤ったデータの変更や消去、メディアやドライブの紛失や破損等、様々な要因に よって失われがちなデータのコピーをあらかじめコピーしておくことができます。

3X (34/8 K8/s) = F24 755

定や書込速度、複数のト ライブの場合はドライブ

名を選択



上部の検査リストから書き込みたい検査を選 択し書込み開始



バックアップ完了

### 多種多様なツール機能(一部紹介)

●よく使う機能だけを編集、表示できる



## 実寸サイズ (Real size)機能

○画像を実際の大きさで表示し、患部の大きさをメジャーで計測可能